

## NAVODILA ZA UPORABO

### Komplet jeklenka 66 ali 110 litrov

Odprite embalažo, ter vzemite jeklenko, ki vsebuje 99,5% kisik in obrazno masko. Z maske odstranite zaščitni ovoj ter jo pritrdite na regulator pretoka kisika, ki je privit na jeklenko. Ko ste masko povezali z jeklenko, privijte regulator pretoka, v smeri urinega kazalca, dokler ne začutite/slišite, da se je kisik pričel sproščati. Masko si namestite na obraz preko nosu in ust. Z obračanjem regulatorja pretoka v smeri urinega kazalca povečate pretok kisika, v obratni smeri urinega kazalca, pa pretok zmanjšate. Možnosti pretoka so od 0 do 4 litre/minuto. Kisik vdihujte skozi nos ter izdihujte skozi usta. Vdihovanje kisika naj traja med 3 in 15 minut odvisno od vaših potreb. Po potrebi lahko postopek po 10 minutah ponovite.

Jeklenke in regulator pretoka shranjujte v čistem in suhem prostoru, ne izpostavljajte soncu.

V primeru puščanja kisika na navoju jeklenke in regulatorja kisika:

- nikoli ne privijajte regulator pretoka na silo
- zaprite pretok kisika in zmanjšajte pritisk
- odvijte regulator pretoka kisika ter ponovite postopek pritrjevanja
- uporabljajte le dele dobavljene z strani proizvajalca

Če težave ne morete odpraviti se prosim obrnite na servisno službo 01/723 95 11.

#### **Pomembno opozorilo:**

- **Jeklenka je polnjena pod pritiskom 110 barov.**
- **Pazite, da olje ali maščoba nikoli ne pride v stik z kisikom – nevarnost eksplozije!**
- **Ne izpostavljajte zmrzali ali soncu.**
- **Jeklenko nikoli ne puščajte brez nadzora – da otroci ne pridejo v stik z jeklenko.**
- **Nikoli ne puščajte jeklenke poleg izvora toplote ali gorljivih materialov.**
- **Jeklenka ali regulator pretoka naj nikoli ne prideta v stik z dimom ali prahom.**
- **Ne poizkušajte navlažiti ali namastiti delov jeklenke ali regulatorja pretoka.**
- **Nikoli ne uporabljajte opreme z mastnimi ali umazanimi rokami.**
- **Ko se jeklenka izprazni je ne poizkušajte polniti. NEVARNOST EKSPLOZIJE!**