

medel®

ASPIRATOR AC15

NAVODILA ZA UPORABO



PULMODATA d.o.o.
Profesionalna medicinska oprema
Balantičeva 11, 1234 MENGEŠ
Tel: 01 7239 511 fax: 01 7239 515
www.pulmodata.si
eMail: servis@pulmodata.si

UVOD

Aparat izdeluje firma MEDEL iz Italije, uvaža pa njihov pooblaščen prodajalec za Slovenijo, firma PULMODATA iz Mengša. Aparat izpolnjuje vse predpise za varno delo. Proizvajalec in uvoznik zagotavljata varno in zanesljivo delo le pod naslednjimi pogoji:

- da se aparat uporablja skladno s temi navodili za njegovo uporabo,
- da se uporablja le originalen električni kabel in vtikač,
- da se aparat ne uporablja v prostorih z veliko vlago (npr. v kopalnici) ali v okolju z visoko koncentracijo kisika (npr. kisikov šotor),
- da se aparat nikoli ne uporablja nenadzorovano, še posebej pri otrocih ali invalidih,
- če so montaža, popravilo ali kakršnokoli preureditev aparata le od proizvajalca pooblašcene osebe

OPIS

AC15 je kompakten aspirator za uporabo v mobilnih in stacionarnih enotah. Aparat ima trdno ohišje iz umetne mase in je zaradi majhne teže in enostavne uporabe primeren tudi za delo na domu. Namenjen je odesavanju krvi, sekreta in trdnih prehrabnih sestavin. Posoda za aparat ima 1 liter prostornine, se lahko avtoklavira, in ima vgrajen varnostni ventil, da tekočina ne steče preko roba. Antibakterijski filter preprečuje infekcijo. Dobro čitljivo kazalo omogoča sprotno prilagajanje pretoka z regulacijo podtlaka.

1. – stikalo za vklop/izklop
2. – reže za zračenje
3. – priključna vtičnica
4. – priključni kabel
5. – gumb za uravnavanje odsesavanja
6. – vakuumski cevni nastavek
7. – merilec moči podtlaka
8. – antibakterijski filter
9. – zbirna posoda
- 10.- varnostni ventil s plovcem
- 11.- priključek na črpalko
- 12.- nastavek za sesalno kanilo
- 13.- pokrov zbirne posode
- 14.- povezovalna cev za odsesavanje sekreta
- 15.- cev, ki spaja priključek na črpalko z bakterijskim filtrom
- 16.-tesnilo pokrova zbirne posode

UPORABA

1. Posodo za aspirator skrbno zapremo s pokrovom »13«, da zagotovimo popolno tesnjenje.
2. Antibakterijski filter »8« namestimo na vakuumski cevni nastavek »6«.
3. Cev za odsesavanje »14« namestimo na cevni nastavek za odsesavanje »12« na pokrovu, s krajšo povezovalno cevjo »15« pa spojimo antibakterijski filter »8« in povezovalni cevni nastavek »11« na pokrovu.
4. Prepričajmo se, da deklarirana napetost za aparat odgovarja napetosti v električnem omrežju.
5. Aparat priključimo na električno omrežje.
6. Stikalo za vklop aparata prestavimo v pozicijo (I) (vklop), da sprožimo odsesavanje.
7. Odsesevalno moč lahko stopenjsko uravnavamo z gumbom »5«, velikost podtlaka pa lahko odčitamo na kazalcu »7«.

OPOZORILO!

Pred aspiriranjem sekreta odsesamo najprej približno 400ml vode, da povečamo učinkovitost odsesavanja in omogočimo lažje čiščenje posode za aspirator »1«.

Če nebi bili pozorni in bi se posoda med odsesavanjem preveč napolnila, bi varnostni ventil takoj zaustavil delovanje aspiratorja. V takšnem primeru je treba stikalo takoj prestaviti v položaj »0«, da se aparat ne pokvari.

ČIŠČENJE

Aparat po vsaki uporabi očistimo na sledeč način:

- najprej ga izključimo iz električnega omrežja tako, da vtikač potegnemo iz vtičnice; nikoli ne čistimo aparata, če je ta priključen na električno omrežje!
- ohišje aparata očistimo z vlažno krpo, ki je bila namočena v blago raztopino nekega čistilnega sredstva
- posoda za aspirator operemo v blagi raztopini nekega čistilnega sredstva; posoda je iz polikarbonata in se lahko tudi avtoklavira, pri čemer pa temperatura ne sme preseči 115 °C;
- ne dopustimo, da bi kakršnakoli tekočina prišla v notranjost aparata!

VZDRŽEVANJE

- Antibakterijski filter je priporočljivo zamenjati po 10 urah njegovega delovanja.
- Aparata ni potrebno oljiti.
- Če aparat ob vklopu ne deluje, najprej preglejte varovalko. Zamenjate jo lahko le z enakovredno!

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	350 x 180 x 200mm
Teža	4,5 kg
Maksimalni podtlak	615 mm Hg
Maksimalni pretok	15 l/min
Omrežje	220 V, 50 Hz
Poraba toka	100 W

NADOMESTNI DELI

Posoda za aspiracijo, 1 l	VP005
Antibakterijski filter	FP005
Silikonska cev, 2 kom	SP005

ZASTOPANJE IN SERVIS:

PULMODATA

profesionalna medicinska oprema
Balantičeva 11, 1234 MENGEŠ
TELEFON: 01/7239 511, FAX: 01/7239 515
e-mail: info@pulmodata.si
www.pulmodata.si